

# Rigel

gel vaginale · vaginal gel



6 APPLICATORI MONODOSE DA 5 ML  
SINGLE DOSE APPLICATORS OF 5 ML

IDRATANTE E LENITIVO  
MOISTURIZING AND SOOTHING

# Rigel

gel vaginale · vaginal gel

#### Gel vaginale idratante e lenitivo.

##### INDICAZIONI

Rigel gel vaginale è un dispositivo medico a pH 4,5 coadiuvante nella prevenzione e nel trattamento della secchezza vaginale esterna. Con la sua particolare formulazione esercita un'azione idratante, rinfrescante e lenitiva dell'area vulvo-vaginale, persistente e prolungata nel tempo. Rigel gel vaginale è indicato in caso di secchezza vaginale e vulvare e in tutte le situazioni in cui sia necessario un efficace effetto lenitivo che doni sollievo ai fastidi causati dalla scarsa lubrificazione intima, quali irritazioni, prurito, rossore, bruciori e fenomeni di ipersensibilità. L'Acido ialuronico svolge azione idratante ed emolliente contro la secchezza vaginale facilitando il ripristino di un naturale e gradevole ambiente vaginale. L'Acido lattico, componente normalmente presente in vagina, favorisce un'immediata correzione del pH e facilita il naturale ripristino del delicato ecosistema vulvo-vaginale.

La formulazione è arricchita dalla presenza di vitamine ad azione antiossidante e da estratti vegetali che, per le loro intrinseche proprietà, esplicano un'azione emolliente e lenitiva.

##### MODALITÀ D'USO

Si consiglia l'applicazione del gel una volta al giorno.

##### COMPOSIZIONE

Acqua, Glicerina, Estratto di germe di grano, Idrossietilcellulosa, Acqua di Lavanda, Imidazolidinil urea, Polisorbato 20, Sodio ialuronato, Olio di ricino idrogenato, Potassio sorbato, Gomma Xantano, Acido lattico, EDTA, Estratto di semi di soia, Acido 18-β glicirretico, Glicole propilenico, Maltodestrine, Fenossietanolo, Etilesiglicerina, Vitamina A palmitato, Vitamina E acetato, Tetrasodum glutammato diacetato.

#### Moisturizing and soothing vaginal gel.

##### INDICATIONS

Rigel vaginal gel is a medical device with pH 4.5 adjuvant in the prevention and treatment of external vaginal dryness. With its particular formulation it has a moisturizing, refreshing and soothing effect on the vulvo-vaginal area, persistent and prolonged in time. Rigel gel is indicated in cases of vaginal and vulvar dryness and in all situations where an effective soothing effect is needed which gives relief to the discomfort caused by poor intimate lubrication, such as irritation, itching, redness, burning and hypersensitivity phenomena. Hyaluronic acid has a moisturizing and emollient action against vaginal dryness, facilitating the restoration of a natural and pleasant vaginal environment. The lactic acid, a component normally present in the vagina, favors an immediate correction of the pH and facilitates the natural restoration of the delicate vulvo-vaginal ecosystem.

The formulation is enriched by the presence of vitamins with antioxidant action and by plant extracts which, due to their intrinsic properties, exert an emollient and soothing action.

##### HOW TO USE

We recommend applying the gel once a day.

##### COMPOSITION

Acqua, Glycerin, Triticum vulgare germ extract, Hydroxyethylcellulose, Lavandula angustifolia flower water, Imidazolidinyl urea, Polysorbate 20, Sodium hyaluronate, PEG-40 hydrogenated castor oil, Potassium sorbate, Xanthan gum, Lactic acid, EDTA, Glycine soja seed extract, Glycyrrhizic acid, Propylene glycol, Maltobextrin, Phenoxethanol, Ethylhexylglycerin, Retinyl palmitate, Tocopheryl acetate, Tetrasodium glutamate diacetate.

FTCEI1271A00



LOT

# Rigel

gel vaginale · vaginal gel



6 APPLICATORI MONODOSE DA 5 ML  
SINGLE DOSE APPLICATORS OF 5 ML

IDRATANTE E LENITIVO  
MOISTURIZING AND SOOTHING

Fabbricante / Manufacturer: Gruppo Farmapresa Srl, Via Cipro, 1 - 25124 Brescia - ITALY

**AVVERTENZE**  
Tenerne fuori dalla portata dei bambini. Prodotto monodose da usare in urina somministrato. Conservare il prodotto correttamente sigillato e a riparo dalla luce e da fonti di calore. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. La data di scadenza è valida per il prodotto correttamente conservato. Non utilizzare il prodotto se la confezione è danneggiata o aperta. Il dispositivo non è sterile. Non è un contraccettivo. Non utilizzare in caso di lesioni dell'organo. Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi. Per le donne in gravidanza, in allattamento e nelle bambine, l'uso del gel deve essere limitato ai casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico. Non utilizzare in caso di ipersensibilità individuale accertata verso i componenti presenti. Non utilizzare il prodotto in associazione con componenti ammoniati quaternari. La non corretta osservanza delle avvertenze, delle modalità d'uso, nonché il riutilizzo di uno stesso applicatore monodose, potrebbe pregiudicare l'efficacia del prodotto o essere causa dell'aggravarsi di problemi esistenti o causare il manifestarsi di problematiche prima non presenti. È importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

**WARNING**  
Keep out of reach of children. Single-dose product to be used in a sterile administration. Store the product properly closed and away from light and heat sources. Do not use the product after the expiry date shown on the package. The expiry date is valid for the correctly stored product. Do not use the product if the package is damaged or opened. The device is not sterile. It is not a contraceptive. Do not use in case of organ injury. Do not swallow. Avoid contact with eyes. For pregnant and lactating women and girls, the use of the gel should be limited to cases of real need and under the direct supervision of the doctor. Do not use in case of individual hypersensitivity to the components present. Do not use the product in association with quaternary ammonium compound. The incorrect observation of the warnings, of the methods of use, as well as the use of the same single-dose applicator, could compromise the efficacy of the product or cause the aggravation of existing problems or cause the onset of problems that were not previously present. It is important to inform your doctor or pharmacist of any side effects not described in leaflet.

**External use.**

PP  
CA

# Rigel

gel vaginale

6 | APPLICATORI MONODOSE DA 5 ML



GEL IDRATANTE E LENITIVO

#### INDICAZIONI

Rigel gel vaginale è un dispositivo medico a pH 4,5 coadiuvante nella prevenzione e nel trattamento della secchezza vaginale esterna. Con la sua particolare formulazione esercita un'azione idratante, rinfrescante e lenitiva dell'area vulvo-vaginale, persistente e prolungata nel tempo. Rigel gel vaginale è indicato in caso di secchezza vaginale e vulvare e in tutte le situazioni in cui sia necessario un efficace effetto lenitivo che doni sollievo ai fastidi causati dalla scarsa lubrificazione intima, quali irritazioni, prurito, rossore, bruciori e fenomeni di ipersensibilità. L'Acido ialuronico svolge azione idratante ed emolliente contro la secchezza vaginale facilitando il ripristino di un naturale e gradevole ambiente vaginale. L'Acido lattico, componente normalmente presente in vagina, favorisce un'immediata correzione del pH e facilita il naturale ripristino del delicato ecosistema vulvo-vaginale. La formulazione è arricchita dalla presenza di vitamine ad azione antiossidante e da estratti vegetali che, per le loro intrinseche proprietà, esplicano un'azione emolliente e lenitiva.

#### COMPOSIZIONE

Acqua, Glicerina, Estratto di germe di grano, Idrossietilcellulosa, Acqua di Lavanda, Imidazolidinil urea, Polisorbato 20, Sodio ialuronato, Olio di ricino idrogenato, Potassio sorbato, Gomma Xantano, Acido lattico, EDTA, Estratto di semi di soia, Acido 18-β glicirretico, Glicole propilenico, Maltodestrine, Fenossietanolo, Etilsiglicerina, Vitamina A palmitato, Vitamina E acetato, Tetrasodio glutammato diacetato.

#### MODALITÀ D'USO

Si consiglia l'applicazione del gel una volta al giorno. Prima dell'applicazione, lavarsi le mani e lavare la zona interessata dopodiché:

- Rimuovere il tappo all'estremità della cannula dell'applicatore monodose.
- Premere l'applicatore monodose fino a completo svuotamento del tubetto.
- Applicare il gel e massaggiare delicatamente sull'area interessata.
- Gettare l'applicatore monodose.

Non conservare l'eventuale residuo di prodotto per un successivo utilizzo.

#### AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Prodotto monodose da utilizzare in un'unica somministrazione. Conservare il prodotto correttamente sigillato e a riparo dalla luce e da fonti di calore. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. La data di scadenza è valida per il prodotto correttamente conservato. Non utilizzare il prodotto se la confezione è danneggiata o aperta. Il dispositivo non è sterile. Non è un contraccettivo. Non utilizzare in caso di lesioni dell'organo. Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi. Per le donne in gravidanza, in allattamento e nelle bambine, l'uso del gel deve essere limitato ai casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico. Non utilizzare in caso di ipersensibilità individuale accertata verso i componenti presenti. Non utilizzare il prodotto in associazione con composti ammoniacali quaternari. La non corretta osservanza delle avvertenze, delle modalità d'uso, nonché il riutilizzo di uno stesso applicatore monodose, potrebbe pregiudicare l'efficacia del prodotto o essere causa dell'aggravarsi di problemi esistenti o causare il manifestarsi di problematiche prima non presenti. È importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglietto illustrativo. Uso esterno.

#### EFFETTI COLLATERALI

Nelle normali e ragionevolmente prevedibili condizioni di utilizzo non sono noti, al momento, effetti indesiderati specificatamente legati all'uso del prodotto. La sua compatibilità è stata verificata, ma in caso di fenomeni irritativi o allergici, sospendere l'utilizzo e rivolgersi al proprio medico/ginecologo.

#### CONFEZIONE

6 applicatori monodose da 5 ml ciascuno.

Fabbricante:  
Gruppo Farmaimpresa Srl  
Via Cipra, 1 - 25124 Brescia - ITALY



Il Dispositivo Medico non deve essere gettato nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i Dispositivi Medici che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.



FT.CE.1271.F00  
Rev00 11/2020

# Rigel

vaginal gel

6 | SINGLE DOSE APPLICATORS OF 5 ML



MOISTURIZING AND SOOTHING GEL

#### INDICATIONS

Rigel vaginal gel is a medical device with pH 4.5 adjuvant in the prevention and treatment of external vaginal dryness. With its particular formulation it has a moisturizing, refreshing and soothing effect on the vulvo-vaginal area, persistent and prolonged in time. Rigel gel is indicated in cases of vaginal and vulvar dryness and in all situations where an effective soothing effect is needed which gives relief to the discomfort caused by poor intimate lubrication, such as irritation, itching, redness, burning and hypersensitivity phenomena. Hyaluronic acid has a moisturizing and emollient action against vaginal dryness, facilitating the restoration of a natural and pleasant vaginal environment. The lactic acid, a component normally present in the vagina, favors an immediate correction of the pH and facilitates the natural restoration of the delicate vulvo-vaginal ecosystem. The formulation is enriched by the presence of vitamins with antioxidant action and by plant extracts which, due to their intrinsic properties, exert an emollient and soothing action.

#### COMPOSITION

Aqua, Glycerin, Triticum vulgare germ extract, Hydroxyethylcellulose, Lavandula angustifolia flower water, Imidazolidinyl urea, Polysorbate 20, Sodium hyaluronate, PEG-40 hydrogenated castor oil, Potassium sorbate, Xanthan gum, Lactic acid, EDTA, Glycine soja seed extract, Glycyrrhethinic acid, Propylene glycol, Maltodextrin, Phenoxethanol, Ethylhexylglycerin, Retinyl palmitate, Tocopheryl acetate, Tetrasodium glutamate diacetate.

#### HOW TO USE

We recommend applying the gel once a day. Before applying, wash your hands and wash the affected area after which:

- Remove the cap at the end of the cannula of the single-dose applicator.
- Press the single-dose applicator until the tube is completely empty.
- Apply the gel and massaging gently on the affected area.
- Discard the single-dose applicator.

Do not store the product residue for later use.

#### WARNINGS

Keep out of reach of children. Single-dose product to be used in a single administration. Store the product properly closed and away from light and heat sources. Do not use the product after the expiry date shown on the package. The expiry date is valid for the correctly stored product. Do not use the product if the package is damaged or opened. The device is not sterile. It is not a contraceptive. Do not use in case of organ injury. Do not swallow. Avoid contact with eyes. For pregnant and lactating women and girls, the use of the gel should be limited to cases of real need and under the direct supervision of the doctor. Do not use in case of individual hypersensitivity to the components present. Do not use the product in association with quaternary ammonium compounds. The incorrect observance of the warnings, of the methods of use, as well as the re-use of the same single-dose applicator, could compromise the efficacy of the product or cause the aggravation of existing problems or cause the onset of problems that were not previously present. It is important to inform your doctor or pharmacist of any side effects not described in this leaflet. External use.

#### SIDE EFFECTS

In normal and reasonably foreseeable conditions of use, undesirable effects specifically related to the use of the product are not known at the moment. Its compatibility has been verified, but in case of irritating or allergic phenomena, suspend its use and contact your doctor / gynecologist.

#### PACKAGING

6 single dose applicators of 5 ml each.

Manufacturer:  
Gruppo Farmaimpresa Srl  
Via Cipra, 1 - 25124 Brescia - ITALY



The Medical Device must not be disposed in the wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose medical devices no longer required. This will help protect the environment.



FT.CE.1271.F00  
Rev00 11/2020