

IDANIL è un dispositivo medico indicato nei processi di disturbi anorettali quali emorroidi esterne e situazioni di prurito o bruciore anale. La sua formulazione è in grado di formare un film invisibile con effetto barriera, capace di ripristinare il corretto livello di idratazione e il naturale benessere delle mucose. IDANIL protegge dall'irritazione e dalla congestione perianale, permettendo un rapido sollievo dalla sensazione di fastidio.

Posologia: Applicare una piccola quantità di prodotto sulla zona interessata 3-4 volte al giorno.

Conservazione: Conservare il prodotto ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C lontano da luci e fonti di calore. Conservare il prodotto nella confezione originale.

IDANIL is a medical device indicated in the processes of anorectal disorders such as external hemorrhoids and situations of anal itching or burning. Its formulation is able to form an invisible film with a barrier effect, capable of restoring the correct level of hydration and the natural welfare of the mucous membranes. HEMO GUARD protects against irritation and perianal congestion, allowing quick relief from the sensation of discomfort.

Dosage: Apply a small amount of product on the affected area 3-4 times a day.

Storage conditions: Store the product at a temperature between 5°C and 25°C away from lights and heat sources. Keep the product in the original packaging.

M LOT

**DISPOSITIVO MEDICO INDICATO NEI
PROCESSI DI DISTURBI ANORETTALI**

**MEDICAL DEVICE INDICATED IN THE
PROCESSES OF ANORECTAL DISORDERS**

IDANIL EMULGEL

TUBO DA / TUBE OF 30 ML



**IDANIL
EMULGEL**



30 ML

UV FREE ZONE

Composizione: Acqua, Acqua di Malva, Aloe vera gel, Glicerina, Escina, Melliloto, Fenossietanolo, Etilisilglicerina, Tetrasodio glutammato diacetato, Potassio sorbato, Acido citrico, Propilene Glicole, Acqua di Camomilla, Glucosio monoidrato, Lattato di sodio, Sodio PCA, Glicina, Fruttosio, Urea, Niacinamide, Inositol, Sodio benzoato, Acido Lattico, Amamelide estratto glicerico, Sorbitolo, Alcool benzilico, Proteine da grano liquido, Pantenolo, Mentil lattato, Olio di ricino idrogenato, Carbomer, Acrilates/c10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Olio di mandorla, Mix di Tocoferoli, Vitamina E acetato, Bisabololo, Dicaprilato/dicaprato di propilenglicole, Olio di crusca di riso, Mix di Tocotrienoli, Trietanolamina, Mentolo, PPG-26-Buteth-25, Trideceth-9, Ethoxydiglycol.

Attenzione: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Per Modalità d'uso, Avvertenze, Interazioni ed incompatibilità, Effetti collaterali leggere attentamente il foglio illustrativo.

Compositiön: Aqua, Malva sylvestris leaf water, Aloe vera gel, Glycerin, Escin, Mellilotus acinialis extract, Phenoxethanol, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium glutamate diacetate, Potassium sorbate, Citric acid, Propylene glycol, Chamomilla recutita flower water, Glucose monohydrate, Sodium Lactate, Sodium PCA, Glycine, Fructose, Urea, Niacinamide, Inositol, Sodium benzoate, Lactic acid, Hamamelis virginiana, Sorbitol, Benzyl alcohol, Hydrolyzed wheat protein, Panthenol, Menthyl lactate, PEG-40 hydrogenated castor oil, Acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, Carbomer, Prunus amygdalus dulcis oil, Tocopherol mix, Tocopheryl acetate, Bisabolol, Propylene glycol dicaprylate/dicaprate, Orzya sativa [rice] bran oil, Tocotrienols, Triethanolamine, Menthol, PPG-26-Buteth-26, Trideceth-9, Ethoxydiglycol.

Warning: Keep out of the reach of children. For How to use, Warnings, Interactions and incompatibilities and Side effects read carefully the leaflet.

**Fabbricante /
Manufacturer:**
Gruppo Farmaimpresa srl - Via Cipro, 1 - 25124 Brescia - Italy



BARCODE

FTCE.197.A02



TUBO DA / TUBE OF 30 ML

IDANIL EMULGEL

**DISPOSITIVO MEDICO INDICATO NEI
PROCESSI DI DISTURBI ANORETTALI**

**MEDICAL DEVICE INDICATED IN THE
PROCESSES OF ANORECTAL DISORDERS**

IDANIL EMULGEL



DISPOSITIVO MEDICO INDICATO NEI PROCESSI DI DISTURBI ANORETTALI

30 ml

IDANIL è un dispositivo medico indicato nei processi di disturbi anorettali quali emorroidi esterne e situazioni di prurito o bruciore anale. La sua formulazione è in grado di formare un film invisibile con effetto barriera, capace di ripristinare il corretto livello di idratazione e il naturale benessere delle mucose. IDANIL protegge dall'irritazione e dalla congestione perianale, permettendo un rapido sollievo dalla sensazione di fastidio.

Composizione: Acqua, Acqua di Malva, Aloe vera gel, Glicerina, Escina, Melliloto, Fenossietanolo, Etilsilglicerina, Tetrasodio glutammato diacetato, Potassio sorbato, Acido citrico, Propilene Glicole, Acqua di Camomilla, Glucosio monoidrato, Lattato di sodio, Sodio PCA, Glicina, Fruttosio, Urea, Niacinamide, Inositol, Sodio benzoato, Acido Lattico, Amamelide estratto glicerico, Sorbitolo, Alcool benzilico, Proteine da grano liquide, Pantenolo, Mentil lattato, Olio di ricino idrogenato, Carbomer, Acrylates/c10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Olio di mandorla, Mix di Tociferoli, Vitamina E acetato, Bisabololo, Dicaprilato/dicaprato di propilenglicole, Olio di crusca di riso, Mix di Tocotrienoli, Trietanolamina, Mentolo, PPG-26-Buteth-26, Trideceth-9, Ethoxydiglycol.

Posologia e Modalità d'uso: Applicare una piccola quantità di prodotto sulla zona interessata 3-4 volte al giorno.

- 1) Lavare con attenzione le aree affette prima dell'applicazione e asciugare delicatamente.
- 2) Aprire il tubo ed evitare la cannula contenuta nella confezione.
- 3) Premere il tubo finché la cannula si riempie di gel.
- 4) Premere il tubo finché una quantità sufficiente di prodotto viene applicata.
- 5) Applicare sull'area esterna.
- 6) Rimuovere la cannula, lavarla accuratamente e riparla.
- 7) Assicurarsi che il tubo sia chiuso correttamente.

Dopo l'applicazione del prodotto è consigliabile evitare l'evacuazione per almeno 20-30 minuti, così da non rimuovere il prodotto. Rinnovare il trattamento periodicamente secondo necessità e sempre dopo le operazioni di lavaggio.

Conservazione: Conservare il prodotto ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 25°C lontano da luci e fonti di calore. Conservare il prodotto nella confezione originale.

Avvertenze: Il dispositivo non è soggetto a speciali precauzioni d'uso, tuttavia si raccomanda di:

- Uso esterno
- Non utilizzare in caso di ferite o lesioni della zona anale e perianale.
- Lavare con cura la cannula dopo ogni applicazione.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini;
- Non eccedere la dose d'uso raccomandata;
- Non utilizzare dopo la data di scadenza; la data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato;
- In caso di reazioni avverse, sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico al fine di istituire idonea terapia;
- Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra;
- In caso di uso in gravidanza, allattamento e nei bambini o di uso concomitante con farmaci, consultare il medico.
- In caso di utilizzo in gravidanza, allattamento e nei bambini, consultare il proprio medico.
- La non corretta osservanza delle avvertenze, delle modalità d'uso, nonché l'utilizzo del prodotto da parte di più persone potrebbe pregiudicare l'efficacia del prodotto o essere causa dell'aggravarsi di problemi esistenti o causare il manifestarsi di problematiche prima non presenti.

È importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglietto illustrativo.

Interazioni ed incompatibilità: Non sono note né sono state segnalate interazioni con altri farmaci o incompatibilità con altri prodotti normalmente utilizzati nella terapia di emorroidi o ragadi anali.

Effetti Collaterali: Nelle normali e ragionevolmente prevedibili condizioni di utilizzo non sono noti al momento effetti indesiderati specificamente legati all'uso del prodotto. Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto.

Presentazione: Gel in tubo da 30 ml con cannula multiuso.



Fabbricante:

Gruppo Farmaimpresa srl
Via Cipro, 1 - 25124 Brescia - Italy



Il Dispositivo Medico non deve essere gettato nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i Dispositivi Medici che non utilizzano più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

FT.CE.129.F02 Rev.31/05/2024

IDANIL EMULGEL



MEDICAL DEVICE INDICATED IN THE PROCESSES OF ANORECTAL DISORDERS

30 ml

IDANIL is a medical device indicated in the processes of anorectal disorders such as external hemorrhoids and situations of anal itching or burning. Its formulation is able to form an invisible film with a barrier effect, capable of restoring the correct level of hydration and the natural welfare of the mucous membranes. IDANIL protects against irritation and perianal congestion, allowing quick relief from the sensation of discomfort.

Composition: Aqua, Malva sylvestris leaf water, Aloe vera gel, Glycerin, Escin, Melilotus ocnalis extract, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium glutamate diacetate, Potassium sorbate, Citric acid, Propylene glycol, Chamomilla recutita flower water, Glucose monohydrate, Sodium Lactate, Sodium PCA, Glycine, Fructose, Urea, Niacinamide, Inositol, Sodium benzoate, Lactic acid, Hamamelis virginiana, Sorbitol, Benzyl alcohol, Hydrolyzed wheat protein, Panthenol, Menthyl lactate, PEG-40 hydrogenated castor oil, Acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, Carbomer, Prunus amygdalus dulcis oil, Tocopherol mix, Tocopheryl acetate, Bisabolol, Propylene glycol dicaprylate/dicaprate, Oryza sativa (rice) bran oil, Tocotrienols, Triethanolamine, Menthol, PPG-26-Buteth-26, Trideceth-9, Ethoxydiglycol.

Dosage and How to use: Apply a small amount of product on the affected area 3-4 times a day.

- 1) Carefully wash the affected areas before application and dry gently.
- 2) Open the tube and screw the cannula contained in the package.
- 3) Squeeze the tube until the cannula fills with gel.
- 4) Squeeze the tube until a sufficient amount of product is applied.
- 5) Apply to the external area.
- 6) Remove the cannula, wash it thoroughly and store it.
- 7) Make sure that the tube is closed properly.

After application it is advisable to avoid evacuation for at least 20-30 minutes to avoid early removal of the product. Renew the treatment periodically as needed and always after washing operations.

Storage conditions: Store the product at a temperature between 5°C and 25°C away from lights and heat sources. Keep the product in the original packaging.

Warnings: The device is not subject to special precautions for use, however it is recommended to:

- External Use
- Do not use in case of wounds or injuries of the anal and perianal area.
- Carefully wash the cannula after each application.
- Keep out of the reach of children;
- Do not exceed the recommended dose;
- Do not use after the expiry date; the expiry date refers to the intact and properly stored product;
- In case of adverse reactions, suspend the use of the product and consult your doctor in order to fix a proper therapy;
- Do not use the product if the package is not intact;
- If used during pregnancy, lactation and in children or concurrent use with drugs consult your doctor.
- In case of use during pregnancy, breastfeeding and on children, consult your doctor.
- The incorrect observance of the warnings, of the methods of use, as well as the use of the product by more than one person, could compromise the efficacy of the product or cause the aggravation of existing problems or cause the onset of problems that were not previously present.

It is important to report to the doctor or pharmacist the appearance of undesirable effects not mentioned in this leaflet.

Interactions and incompatibilities: No interactions with other drugs or incompatibilities with other products used in the treatment of hemorrhoids or anal fissures are known or reported.

Side effects: Under normal and reasonably foreseeable conditions of use, no undesirable products specifically related to the use of the product are currently known. Do not use in case of known hypersensitivity to the product components.

Presentation: Gel in 30 ml tube with multiuse cannula.



Manufacturer:

Gruppo Farmaimpresa srl
Via Cipro, 1 - 25124 Brescia - Italy



The medical device must not be thrown into waste water or household waste. Ask the pharmacist how to dispose of the medical devices that are no longer used. This will help protect the environment.