

XY  
AQUAGEL

**XY AQUAGEL è un lubrificante vaginale utilizzabile nei casi in cui si desidera il concepimento.**

La sua formulazione è stata studiata per:

- Creare un ambiente ottimale per gli spermatozoi
- Contribuire a mantenere un valore di pH idoneo al concepimento naturale
- Ottenere un'osmolarità compatibile con il fluido seminale.

**Modalità d'uso:**

Il prodotto dovrebbe essere utilizzato nel periodo dell'ovulazione, in particolare nei giorni del ciclo più fertili (13°-14°-15° giorno). Usare 5 minuti prima del rapporto sessuale.

- Rompere il sigillo di chiusura all'estremità della cannula dell'applicatore monodose;
- Inserire l'applicatore monodose nel canale vaginale;
- Premere l'applicatore monodose fino al completo svuotamento del tubetto;
- Gettare l'applicatore monodose.

Si consiglia di applicare il prodotto una volta al giorno o più spesso secondo il parere del medico.

**XY AQUAGEL is a vaginal lubricant that can be used in cases where conception is desired.**

Its formulation has been studied to:

- Create an optimal environment for spermatozoa
- Contribute to maintaining a pH value suitable for natural conception
- Obtain an osmolarity compatible with the seminal fluid.

**How to use:**

The product should be used during the ovulation phase, especially during the most fertile days of the period (13<sup>th</sup> - 14<sup>th</sup> - 15<sup>th</sup> day). Introduce 5 minutes before sexual intercourse.

- Break the closure seal at the end of the cannula of the single-dose applicator
- Insert the single-dose applicator in the vaginal canal
- Press the single-dose applicator until the tube is completely empty
- Discard the single-dose applicator

It is advisable to apply the product once a day or more often according to the doctor's instructions.

**Composizione:**

Acqua, Glucosio, Fruttosio, Sodio Ialuronato, Magnesio Citrato, Calcio Piruvato, Sorbitolo, Acido Lattico, Acido Citrico, Inositol, Potassio Citrato, Sodio Bicarbonato, Zinco Gluconato, Carnitina, Creatina, Sodio Cloruro, DMDM Idantoina, Sodio Idrato, Fenossietanolo, Etilxilglicerina, Idrossietilcellulosa.

**⚠ Avvertenze:**

- Non utilizzare in caso di mucosa danneggiata, in post-chirurgia o in caso di infezione vaginale acuta.
- Non ingerire.
- Non utilizzare in caso di ipersensibilità individuale accertata verso i componenti presenti.
- Non utilizzare il prodotto in associazioni con composti ammoniacali quaternari.
- Non è un contraccettivo.
- XY AQUAGEL non ha attività spermicida.
- Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

**Effetti collaterali:**

Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

**Fabbricante/Manufacturer:**  
Gruppo Farmaimpresa srl  
Via Cipro, 1 - 25124 Brescia - Italy

FT.CE.109A.00

XY  
AQUAGEL

§ Formulato con conservanti compatibili per l'uso previsto  
Formulated with preservatives compatible for intended use

§ Non macchia  
Does not stain

§ Senza parabeni  
Parabens free

§ Senza siliconi  
Silicones free

§ Senza oli minerali  
Mineral oils free

6 applicatori monodose da 5 ml  
6 single dose applicators of 5 ml

**Composition:**

Aqua, Glucose, Fructose, Sodium Hyaluronate, Magnesium Citrate, Calcium Piruvate, Sorbitol, Lactic Acid, Citric Acid, Inositol, Potassium Citrate, Sodium Bicarbonate, Zinc Gluconate, Carnitine, Creatine, Sodium Chloride, DMDM Idantoin, Sodium hydroxide, Phenoxyethanol, Ethylxylglycerin, Hydroxyethylcellulose.

**⚠ Warnings:**

- Do not use in case of damaged mucous membranes, post-surgery or acute vaginal infection.
- Do not swallow.
- Do not use in case of individual hypersensitivity ascertained to the components present into the product.
- Do not use the product in conjunction with quaternary ammonia compounds.
- It's not a contraceptive.
- XY AQUAGEL has no spermicidal activity.
- Carefully read the insert leaflet.

**Side effects:**

Carefully read the insert leaflet.



XY  
AQUAGEL

BARCODE

LOT



UV FREE ZONE

110 mm

170 mm

**XY**  
AQUAGEL

**XY AQUAGEL è un lubrificante vaginale utilizzabile nei casi in cui si desideri il concepimento.**

La sua formulazione è stata studiata per:

- Creare un ambiente ottimale per gli spermatozoi
- Contribuire a mantenere un valore di pH idoneo al concepimento naturale
- Ottenere un'osmolarità compatibile con il fluido seminale.

XY Aquagel è un gel che non macchia, è stato formulato con conservanti compatibili per l'uso previsto, è senza parabeni, siliconi e oli minerali.

**Modalità d'uso:**

Il prodotto dovrebbe essere utilizzato nel periodo dell'ovulazione, in particolare nei giorni del ciclo più fertili (13°-14°-15° giorno).

Usare 5 minuti prima del rapporto sessuale.

- Rompere il sigillo di chiusura all'estremità della cannula dell'applicatore monodose;
- Inserire l'applicatore monodose nel canale vaginale;
- Premere l'applicatore monodose fino al completo svuotamento del tubetto;
- Gettare l'applicatore monodose.

Si consiglia di applicare il prodotto una volta al giorno o più spesso secondo il parere del medico.

**Composizione:**

Acqua, Glucosio, Fruttosio, Sodio Ialuronato, Magnesio Citrato, Calcio Piruvato, Sorbitolo, Acido Lattico, Acido Citrico, Inositol, Potassio Citrato, Sodio Bicarbonato, Zinco Gluconato, Carnitina, Creatina, Sodio Cloruro, DMDM Idantoina, Sodio Idrato, Fenossietanolo, Etilexilglicerina, Idrossietilcellulosa.

**Avvertenze:**

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Applicatori monodose: il contenuto di ciascun tubo va utilizzato in un'unica applicazione.
- Conservare il prodotto correttamente sigillato e a riparo dalla luce e da fonti di calore.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
- La data di scadenza è valida per il prodotto correttamente conservato.
- Non utilizzare il prodotto se la confezione è danneggiata o aperta.
- Il dispositivo non è sterile.
- Non è un contraccettivo.

- XY AQUAGEL non ha attività spermicida.
- Non utilizzare in caso di mucosa danneggiata, in post-chirurgia o in caso di infezione vaginale acuta.
- Non ingerire.
- Evitare il contatto con gli occhi.
- Non utilizzare in caso di ipersensibilità individuale accertata verso i componenti presenti.
- Non utilizzare il prodotto in associazioni con composti ammoniaci quaternari.
- La non corretta osservanza delle avvertenze, delle modalità d'uso, nonché il riutilizzo di uno stesso applicatore monodose, potrebbe pregiudicare l'efficacia del prodotto o essere causa dell'aggravarsi dei problemi esistenti nonché causare il manifestarsi di problematiche prima non presenti.
- Per le donne in allattamento, l'uso del prodotto deve essere limitato ai casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.
- Non utilizzare il prodotto per un periodo superiore ai 30 giorni continuativi.
- E' importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglietto illustrativo.

**Effetti collaterali:**


Nelle normali e ragionevolmente prevedibili condizioni di utilizzo non sono noti, al momento, effetti indesiderati specificatamente legati all'uso del prodotto. La sua compatibilità è stata verificata, ma in caso di fenomeni irritativi o allergici sospendere l'utilizzo e rivolgersi al proprio medico/ginecologo.

**Confezione:**

6 applicatori monodose da 5 ml ciascuno.

 **Fabbricante:** Gruppo Farmaimpresa srl  
Via Cipro, 1 – 25124 Brescia - Italy



 Il Dispositivo Medico non deve essere gettato nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i Dispositivi Medici che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

FT.CE.109.F.00 - Rev.00 del 19/12/2019

**XY**  
AQUAGEL

**XY AQUAGEL is a vaginal lubricant that can be used in cases where conception is desired.**

*Its formulation has been studied to:*

- Create an optimal environment for spermatozoa
- Contribute to maintaining a pH value suitable for natural conception
- Obtain an osmolarity compatible with the seminal fluid.

*XY Aquagel is a gel that does not stain, is formulated with preservatives compatible for intended use, is parabens, silicones and mineral oils free.*

**How to use:**

The product should be used during the ovulation phase, especially during the most fertile days of the period (13<sup>th</sup> -14<sup>th</sup> -15<sup>th</sup> day). Introduce 5 minutes before sexual intercourse.

- Break the closure seal at the end of the cannula of the single-dose applicator
  - Insert the single-dose applicator in the vaginal canal
  - Press the single-dose applicator until the tube is completely empty
  - Discard the single-dose applicator
- It is advisable to apply the product once a day or more often according to the doctor's instructions.

**Composition:**

Aqua, Glucose, Fructose, Sodium Hyaluronate, Magnesium Citrate, Calcium Piruvate, Sorbitol, Lactic Acid, Citric Acid, Inositol, Potassium Citrate, Sodium Bicarbonate, Zinc Gluconate, Carnitine, Creatine, Sodium Chloride, DMDM Idantoin, Sodium hydroxide, Phenoxyethanol, Ethilexylglycerin, Hydroxyethylcellulose.

**Warnings:**

- Keep out of reach of children.
- Single-dose applicators: the content of each tube should be used in a single administration
- Store the product properly sealed and protected from light and heat sources.
- Do not use the product after the expiry date reported on the packaging.
- The expiry date is valid for the product properly stored.
- Do not use the product if the package is damaged or opened.

- The device is not sterile.
- It's not a contraceptive.
- XY AQUAGEL has no spermicidal activity.
- Do not use in case of damaged mucous membranes, post-surgery or acute vaginal infection.
- Do not swallow.
- Avoid contact with eyes.
- Do not use in case of individual ascertained hypersensitivity to the components present into the product.
- Do not use the product in conjunction with quaternary ammonia compounds.
- The incorrect observance of the warnings, of the methods of use, as well as the re-use of the same single-dose applicator, could compromise the efficacy of the product or cause the aggravation of existing problems or cause the onset of problems that were not previously present.
- For lactating women, the use of the gel should be limited to cases of real need and under the direct supervision of the doctor.
- Do not use the product for a period exceeding 30 consecutive days.
- It is important to inform your doctor or pharmacist of any side effects not described in this leaflet.

**Side effects:**

Under normal and reasonably foreseeable conditions of use any undesirable effects specifically related to the use of the product are currently unknown. Its compatibility has been verified, but in case of irritating or allergic phenomena, stop to use it and contact your doctor/gynecologist.

**Packaging:**

6 single dose applicators of 5 mL each one.

 **Manufacturer:** Gruppo Farmaimpresa srl  
Via Cipro, 1 – 25124 Brescia - Italy



 The medical device must not be disposed in the wastewaters or household waste. Ask your pharmacist how to dispose the medical devices no longer required. This will help protect the environment.