

Revaginal

Lavanda



REVAGINAL LAVANDA, preparato protettivo della mucosa vaginale, è un dispositivo medico che contiene Acido ialuronico, polisaccaride già presente nei tessuti del corpo umano che, grazie alle sue proprietà filmogene e protettive favorisce un naturale processo di rigenerazione cellulare. L'Acido ialuronico contenuto in REVAGINAL LAVANDA è a basso peso molecolare e bassa viscosità; tale acido ialuronico permette una elevata attività protettiva.

Indicazioni: La formulazione è indicata a scopo preventivo per preservare l'integrità della mucosa vaginale e vulvare. Utile per il trattamento dei sintomi di vulvovaginite caratterizzati da piccole perdite vaginali, prurito, irritazione, bruciore e dolore vulvare. Revaginal Lavanda dà una piacevole sensazione di fresco e pulito.

Composizione: Ialuronato di Sodio, Acido Lattico, PVP, Disodium EDTA, Sorbato di Potassio, Benzoato di Sodio.

Modo d'uso: Una irrigazione al giorno o ogni due giorni, a seconda della gravità dell'affezione, anche in presenza di irritazione della mucosa vaginale. Lavare le mani in modo adeguato prima dell'applicazione. Agitare prima dell'uso. Rompere la capsula del flacone. Estrarre la cannula dalla sua confezione. Applicare la cannula monouso sul flacone. Introdurre la cannula nella vagina e premere delicatamente il flacone. Lasciar defluire gradualmente tutta la soluzione all'interno della vagina. Estrarre la cannula e gettarla nel contenitore dei rifiuti. Dopo aver terminato asciugarsi.

Effetti collaterali: Ipersensibilità verso i componenti. L'uso, specie se prolungato, può causare fenomeni di sensibilizzazione; se ciò dovesse verificarsi, sospendere il trattamento e consultare un medico per istituire idonea terapia. È importante informare il proprio medico o farmacista della presenza di effetti collaterali non presenti in questo foglietto.

Avvertenze e precauzioni d'uso: Tenere lontano dalla portata dei bambini. Prodotto monouso: il riutilizzo o l'utilizzo da parte di più persone di uno stesso flacone, contenuto o cannula, può comportare la non efficacia del prodotto, l'acuirsi delle problematiche già in essere e il manifestarsi di problematiche precedentemente non presenti. Utilizzare l'intero contenuto del flacone per ogni singola applicazione. Non ingerire. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Non utilizzare il prodotto in caso di lesioni o ferite vaginali. Non utilizzare in presenza di mestruazioni. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza; la data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Per le donne in gravidanza e nelle bambine l'uso della lavanda deve essere limitato ai casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico. In caso di imene intatto, prima dell'utilizzo consultare il proprio ginecologo sulle specifiche modalità d'uso.

Conservazione: Tenere la confezione ben chiusa a temperatura ambiente (5°C - 25°C) lontano e a riparo da luce e fonti di calore.

Presentazione: Esso contiene 3 bottiglia di 30 ml con 4 cannule monouso.

Gruppo Farmaimpresa srl
Via Cipro, 1 - 25124 Brescia (Italy)



Dispositivo Medico non deve essere gettato nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come smaltire i Dispositivi Medici che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

FTZE505.F01 Rev.13/06/2016

Revaginal

Vaginal Douche



REVAGINAL VAGINAL DOUCHE, protective formulation of the vaginal mucosa, is a medical device that contains hyaluronic acid, polysaccharide already present in the human body tissues which, thanks to its film-forming and protective features, favors a natural process of cell regeneration. Hyaluronic acid content in Revaginal douche has a low molecular weight and a low viscosity; this hyaluronic acid allows a high protective activity.

Indications: The formulation is indicated as a preventive purpose to preserve the integrity of the vaginal and vulvar mucosa. Useful for the treatment of symptoms of vulvovaginitis characterized by small vaginal discharge, itch, irritation, burning and vulvar pain. Revaginal vaginal douche gives a pleasant sensation of freshness and cleanliness.

Composition: Sodium Hyaluronate, Lactic Acid, PVP, Disodium EDTA, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

How to use: An irrigation per day or every two days, depending on the severity of the illness, even in the presence of irritation of the vaginal mucosa. Wash hands properly before applying. Shake before use. Break the capsule bottle. Remove the cannula from its packaging. Apply the single-use cannula on the bottle. Insert the cannula into the vagina and gently press the bottle. Let discharge gradually all the solution inside the vagina. Remove the cannula and throw it into the trash bin. Dry off after finishing.

Side effects: Hypersensitivity to some components. The use, especially if prolonged, can cause episodes of sensitization; if this occurs, suspend treatment and consult doctor to establish an adequate therapy. It is important to inform your doctor or pharmacist if you notice side effects that are not listed in this leaflet.

Warnings and precautions for use: Keep out of reach of children. Single-use: reuse or use by more people of the same bottle, content or cannula, may involve the non efficacy of the product, the intensification of existing problems and the occurrence of problems previously not present. Use the entire content of the bottle for each application. Do not swallow. Read carefully the instructions for use. Do not use the product in case of vaginal injuries or wounds. Do not use in the presence of menstruation. Do not use the product if the packaging does not show intact. Do not use the product after the expiration date; expiration date refers to the product intact and well preserved. For pregnant women and for the little girls the use of douche must be limited to cases of real need and under direct medical supervision. In case of intact hymen, before using consult your gynecologist about the specific methods of use.

Storage conditions: Keep packaging well closed at room temperature (5°C - 25°C) away and far from light and heat sources.

Presentation: It contains 4 bottles of 30ml and 4 dispensing single use cannulae.

Gruppo Farmaimpresa srl
Via Cipro, 1 - 25124 Brescia (Italy)



The Medical Device must not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medical devices no longer required. This will help protect the environment.

FTZE505.F01 Rev.13/06/2016



4 flaconi da 30 ml + 4 cannule / 4 bottles of 30 ml + 4 cannulae

Lavanda / Vaginal Douche

Revaginal

REVAGINAL LAVANDA, preparato profumato della mucosa vaginale, è un dispositivo medico che contiene Acido ialuronico, poliacrilamide glicolico e altri principi attivi, nonché un sistema di erogazione controllata. L'Acido ialuronico contenuto in REVAGINAL LAVANDA è a basso peso molecolare e a bassa viscosità. Tale acido ialuronico permette una elevata attività profumata.

A base di: Sodio Ialuronato, Acido Lattico, PVP, Ossido di EDTA, Sorbitolo di Potassio, Benzoino di Sodio.

INDICAZIONE La formulazione è indicata a scopo preventivo per prevenire irritazioni della mucosa vaginale e vulvare. Utile per il trattamento dei sintomi di vulvovaginite caratterizzati da prurito perineo, vaginale, prurito, irritazione, bruciore e odore anormale. Revaginal Lavanda è una speciale sensazione di fresco e pulito.

MODO D'USO: Una iniezione al giorno o ogni due giorni, a seconda della gravità dell'infiammazione, anche in presenza di irritazione della mucosa vaginale. Lavare le mani in modo scrupoloso prima dell'uso. Aprire prima del uso. Rimuovere la capsula di sicurezza. Estrarre la cannula dalla sua confezione. Applicare la cannula nel punto di iniezione. Introducere la cannula nella vagina e premere delicatamente il flacone. Lasciar defluire gradualmente la soluzione all'interno della vagina. Estrarre la cannula e gettarla nel contenitore dei rifiuti. Dopo aver terminato l'uso.

AVVERTENZE: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

CONSERVAZIONE: Tenere la confezione ben chiusa a temperatura ambiente (5°C - 25°C) e lontano da fonti di calore.

REVAGINAL VAGINAL DOUCHE, perfumed formulation of the vaginal mucosa, is a medical device that contains hyaluronic acid, polyacrylamide glycolic and other active ingredients, as well as a controlled delivery system. The hyaluronic acid content in REVAGINAL DOUCHE has a low molecular weight and a low viscosity. This hyaluronic acid allows a high permeability activity.

Based on: Sodium Hyaluronate, Lactic Acid, PVP, Oxidized EDTA, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

INDICATIONS: The formulation is indicated as a preventive purpose to promote the integrity of the vaginal and vulvar mucosa. Useful for the treatment of symptoms of vulvovaginitis characterized by anal vaginal itching, perineal, vaginal, irritation, burning and odor. Revaginal vaginal douche gives a pleasant sensation of freshness and cleanliness.

HOW TO USE: An injection per day or every two days, depending on the severity of the inflammation, even in the presence of irritation of the vaginal mucosa. Wash hands properly before applying. Shake before use. Break the capsule bottle. Remove the cannula from its packaging. Apply the hyaluronic cannula on the body, insert the cannula into the vagina and gently press the bottle. Let discharge gradually all the solution into the vagina. Remove the cannula and throw it into the trash bin. Dry off after finishing.

WARNINGS: Keep out of reach of children. Do not swallow. Carefully read the instructions for use.

STORAGE CONDITIONS: Keep product well sealed at room temperature (5°C - 25°C) and far from heat sources.

Revaginal
Lavanda / Vaginal Douche



LOT 00

0000/00



Revaginal

Lavanda / Vaginal Douche

4 flaconi da 30 ml + 4 cannule
4 bottles of 30 ml + 4 cannulae



Revaginal

Lavanda / Vaginal Douche



Per Avvertenze, Istruzioni e Precauzioni d'uso leggere attentamente il foglio illustrativo / For Warnings, Instructions and Precautions for Use read carefully the leaflet.

Gruppo Farmaimpresa srl
Via Clpro. 1 - 25124
Brescia (Italy)

FT/CE/50,5/A01