

20 ml
PHARMA
AG FLU
SPRAY GEL

AG FLU SPRAY GEL

AG FLU SPRAY GEL is a medical device useful to promote the hydration of the nasal mucosa, the fluidification of nasal secretions and consequently their removal. It is indicated in all nasopharyngeal diseases characterized by congestion and alteration of mucociliary clearance. It helps to keep the nose free, inhibiting the adhesion of pathogenic bacteria, thereby preventing the development of infections in the upper respiratory tract.

Composition:
Water, Sodium chloride, N-acetyl-cystein, Xylitol, Collidal silver, Sorbitol, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Citric acid, Sodium phosphate, Sodium hydroxide, Acacia gum, Xanthan gum, Mint flavor.

Attention:
Keep out of reach of children. For warnings, storage, and methods of use, carefully read the leaflet.

AG FLU SPRAY GEL è un dispositivo medico utile per favorire l'idratazione della mucosa nasale, la fluidificazione delle secrezioni nasali e conseguentemente la loro rimozione. È indicato in tutte le affezioni rinofaringee caratterizzate da congestione e alterazione della clearance muco-ciliare. Aiuta a mantenere libero il naso, inibendo l'adesione dei batteri patogeni, prevenendo così lo sviluppo di infezioni alle alte vie respiratorie.

Composizione:
Acqua, Sodio cloruro, N-acetil-cisteina, Xilitolo, Argento colloidale, Sorbitolo, Sodio benzoato, Potassio sorbato, Acido citrico, Sodio fosfato, Sodio idrato, Gomma d'acacia, Gomma di xantano, Aroma menta.

Attenzione:
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Per avvertenze, conservazione e modalità d'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo.

AG FLU SPRAY GEL

**DISPOSITIVO MEDICO
UTILE PER FAVORIRE
L'IDRATAZIONE DELLA
MUCOSA NASALE**

**MEDICAL DEVICE
USEFUL TO FAVOR THE
HYDRATION OF
NASAL MUCOSA**

Posologia e Modalità d'uso:
2-3 spruzzi per narice, 3-4 volte al giorno, o più spesso al bisogno.

Posology and How to use:
2-3 spray per nostril, 3-4 times a day, or more often as needed.

Fabbricante/Manufacturer:
Gruppo Farmalimpresa srl
Via Cipro, 1 - 25124 Brescia - Italy



BARCODE

20 ml



FTCE150.SP/A00

AG FLU SPRAY GEL

LOT



AG FLU SPRAY GEL è un dispositivo medico utile per favorire l'idratazione della mucosa nasale, la fluidificazione delle secrezioni nasali e conseguentemente la loro rimozione. È indicato in tutte le affezioni rinofaringee caratterizzate da congestione e alterazione della clearance muco-ciliare. Aiuta a mantenere libero il naso, impedendo l'adesione dei batteri patogeni, prevenendo così lo sviluppo di infezioni alle alte vie respiratorie.

AG FLU SPRAY GEL is a medical device useful to promote the hydration of the nasal mucosa, the fluidification of nasal secretions and consequently their removal. It is indicated in all nasopharyngeal diseases characterized by congestion and alteration of mucociliary clearance. It helps to keep the nose free, inhibiting the adhesion of pathogenic bacteria, thereby preventing the development of infections in the upper respiratory tract.

AG FLU

SPRAY GEL

Fabbricante / Manufacturer:
Gruppo Farmaimpresa srl
Via Cipro, 1 - 25124 Brescia - Italy

**DISPOSITIVO MEDICO UTILE PER FAVORIRE
L'IDRATAZIONE DELLA MUCOSA NASALE /
MEDICAL DEVICE USEFUL TO FAVOR
THE HYDRATION OF NASAL MUCOSA**

20 ml



LOT



25°

FTCE/150/SP/ED03rev.044/20/03/2/021

AG FLU

SPRAY GEL



20 ml

DISPOSITIVO MEDICO UTILE PER FAVORIRE L'IDRATAZIONE DELLA MUCOSA NASALE

AG FLU SPRAY GEL è un dispositivo medico utile per favorire l'idratazione della mucosa nasale, la fluidificazione delle secrezioni nasali e conseguentemente la loro rimozione. È indicato in tutte le affezioni rinofaringee caratterizzate da congestione e alterazione della clearance muco-ciliare. Aiuta a mantenere libero il naso, inibendo l'adesione dei batteri patogeni, prevenendo così lo sviluppo di infezioni alle alte vie respiratorie.

Composizione: Acqua, Sodio cloruro, N-acetil-cisteina, Xilitolo, Argento colloidale, Sorbitolo, Sodio benzoato, Potassio sorbato, Acido citrico, Sodio fosfato, Sodio idrato, Gomma d'acacia, Gomma di xantano, Aroma menta.

Posologia: 2-3 spruzzi per narice, 3-4 volte al giorno, o più spesso al bisogno.

Modalità d'uso:

- 1) Tagliare il cappuccio di protezione dall'erogatore.
- 2) Tenere il flacone e il capo in senso verticale, posizionare delicatamente il beccuccio all'imbocco della narice.
- 3) Premere con due dita sulla base dell'erogatore.
- 4) Ripetere l'operazione con l'altra narice.
- 5) Pulire l'erogatore.
- 6) Rimettere il cappuccio di protezione dell'erogatore.

Conservazione: Conservare il prodotto ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 25°C lontano dalla luce e fonti di calore. Conservare il prodotto nella confezione originale. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza o se la confezione non si presenta integra. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Il prodotto può essere conservato massimo per 30 giorni dopo la prima apertura.

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Non utilizzare il prodotto nei bambini al di sotto dei tre anni di età. In alcuni casi la nebulizzazione può causare un lieve e transitorio senso di irritazione locale. Evitare di spruzzare negli occhi. L'uso dello stesso flacone, da parte di più soggetti, può facilitare la trasmissione di infezioni. Non destinato ad uso orale. Non utilizzare in caso di epistassi in corso o appena conclusa. Non utilizzare in caso di mucosa nasale non integra. In caso di reazioni avverse sospendere l'utilizzo del prodotto e contattare il medico. Per l'utilizzo del prodotto in gravidanza, allattamento o nei bambini, si consiglia di sentire il parere del medico. La non corretta osservanza delle avvertenze e modalità d'uso potrebbe pregiudicare l'efficacia del prodotto o essere causa dell'aggravarsi dei problemi esistenti nonché causare il manifestarsi di problematiche prima non presenti. Il prodotto contiene Argento Colloidale, non utilizzarlo in caso di accertata sensibilità verso il componente.

Effetti collaterali: Nelle normali e ragionevolmente prevedibili condizioni di utilizzo non sono noti al momento effetti indesiderati specificatamente legati all'uso del prodotto. Non utilizzare in caso di ipersensibilità verso i componenti. L'uso prolungato può dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione: dove ciò si verifici interrompere il trattamento e consultare il medico al fine di istituire idonea terapia. Qualora si riscontrassero effetti indesiderati non descritti nel presente foglietto illustrativo, informare il proprio medico o farmacista.

Presentazione: Soluzione in flacone di vetro da 20 ml con erogatore spray verticale.

 **Fabbricante:**
Gruppo Farmaimpresa srl
Via Cipro, 1 - 25124 Brescia - Italy



Il dispositivo medico non deve essere gettato nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i Dispositivi Medici che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.



FTCE180.SP/F00 Rev. 0 del 20/05/2021

AG FLU

SPRAY GEL



20 ml

MEDICAL DEVICE USEFUL TO FAVOR THE HYDRATION OF NASAL MUCOSA

AG FLU SPRAY GEL is a medical device useful to promote the hydration of the nasal mucosa, the fluidification of nasal secretions and consequently their removal. It is indicated in all nasopharyngeal diseases characterized by congestion and alteration of mucociliary clearance. It helps to keep the nose free, inhibiting the adhesion of pathogenic bacteria, thereby preventing the development of infections in the upper respiratory tract.

Composition: Water, Sodium chloride, N-acetyl-cysteine, Xylitol, Colloidal silver, Sorbitol, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Citric acid, Sodium phosphate, Sodium hydroxide, Acacia gum, Xanthan gum, Mint flavor.

Posology: 2-3 spray per nostril, 3-4 times a day, or more often as needed.

How to use:

- 1) Remove the protective cap from the dispenser.
- 2) Hold the bottle and the head vertically, gently position the spout at the mouth of the nostril.
- 3) Press with two fingers on the base of the dispenser.
- 4) Repeat the operation with the other nostril.
- 5) Clean the dispenser.
- 6) Put the dispenser protection cap back on.

Storage conditions: Store the product at a temperature between 5°C and 25°C, away from light and heat source. Keep the product in the original packaging. Do not use the product after the expiry date or if the package is not intact. The expiry date refers to intact and correctly stored product. The product can be stored for a maximum of 30 days after first opening.

Warnings: Keep out of the reach and sight of children. Do not use the product in children under three years of age. In some cases, nebulization can cause a slight and transient sense of local irritation. Avoid spraying in the eyes. The use of the same bottle, by several subjects, can facilitate the transmission of infections. Not intended for oral use. Do not use in case of nosebleeds in progress or just ended. Do not use if the nasal mucosa is not intact. In the event of adverse reactions, discontinue use of the product and contact your doctor. For the use of the product during pregnancy, breastfeeding or in children, it is advisable to consult a doctor. The incorrect observance of the warnings and methods of use could affect the effectiveness of the product or cause the aggravation of existing problems as well as cause the occurrence of problems not previously present. The product contains Colloidal Silver, do not use it in case of ascertained sensitivity towards the component.

Side effects: Under normal and reasonably foreseeable conditions of use, no undesirable effects specifically related to the use of the product are currently known. Do not use in case of hypersensitivity to the components. Prolonged use can give rise to sensitization phenomena: where this occurs, stop treatment, and consult your doctor in order to establish appropriate therapy. If you experience any undesirable effects not described in this package leaflet, please inform your doctor or pharmacist.

Presentation: Solution in glass bottle of 20 ml with vertical spray erogator.

 **Manufacturer:**
Gruppo Farmaimpresa srl
Via Cipro, 1 - 25124 Brescia - Italy



The medical device must not be thrown into wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to throw away the Medical Devices you no longer use. This will help protect the environment.



FTCE180.SP/F00 Rev. 0 del 20/05/2021