

Product: LATTAWIN  
 Internal code:  
 Country: -  
 Company: -  
 Operator:

Folded size:  
 Paper:  
 Colors:  
 Finishing:



**Product:** LATTAWIN  
**Internal code:**  
**Country:** -  
**Company:** -  
**Operator:**

**Size flat/folded:**  
**Paper:**  
**Colors:**

# Lattawin<sup>ovuli</sup>



## COMPOSIZIONE:

Un ovulo contiene: Acido Borico, Polycarbophil, Acido Lattico, Tocoferolo Acetato, Vitamina A Palmitato, Acido 18-Beta-Glicirretico, Tea Tree Oil, Fosfatidilcolina, Trigliceridi Semisintetici.

## DESCRIZIONE:

Lattawin Ovuli è un dispositivo medico che aiuta a ripristinare le naturali difese della vagina. A base di Acido Borico, Acido Lattico e Polycarbophil aiuta ad eliminare i sintomi conseguenti ad uno squilibrio del pH vaginale e della flora batterica endogena.

L'acido lattico, componente normalmente presente in vagina, favorisce un'immediata correzione del pH e facilita il naturale ripristino del delicato ecosistema vulvo-vaginale.

L'acido Borico, grazie ad una sua persistenza nell'ambiente vaginale favorisce un abbassamento del pH vaginale protratto nel tempo.

Il polycarbophil, una volta legato al muco vaginale, è in grado di rilasciare in modo costante ioni H<sup>+</sup> che contribuiscono ad abbassare il pH dell'ambiente vaginale.

## INDICAZIONI:

Lattawin Ovuli è utile nella prevenzione e nel trattamento delle affezioni vaginali, anche a carattere micotico. Aiuta a ridurre irritazioni, bruciori e pruriti.

## POSOLOGIA:

Introdurre in vagina 1 ovulo al dì, preferibilmente di sera prima di coricarsi, per 5-7 giorni successivi alla fine del ciclo mestruale o secondo altra indicazione medica.

## MODALITÀ D'USO:

1. Lavare le parti intime accuratamente (preferibilmente sia con una lavanda vaginale esterna che con una interna).
2. Aprire la confezione e, dopo essersi ben lavate le mani, prelevare dal blister un singolo ovulo.
3. Inserire l'ovulo delicatamente in vagina cercando di arrivare in profondità, preferibilmente in posizione

supina, evitando fuoriuscite accidentali.

## CONSERVAZIONE:

Conservare la confezione ben chiusa in luogo asciutto, tra i 5°C ed i 25°C, a riparo dalla luce e da fonti di calore.

## EFFETTI COLLATERALI:

Ipersensibilità accertata verso i componenti.

## AVVERTENZE:

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Non utilizzare il prodotto in caso di lesioni o ferite vaginali. Non superare la dose consigliata senza il parere del medico. L'uso, specie se prolungato, può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. Dove ciò si verifica, interrompere il trattamento e consultare il medico al fine di istituire idonea terapia. È importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglietto illustrativo.

## PRECAUZIONI D'USO:

Nelle donne in gravidanza ed in allattamento e nei bambini l'uso degli ovuli deve essere limitato nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico. In caso di imene intatto, prima dell'utilizzo consultare il proprio ginecologo sulle specifiche modalità d'uso. Dispositivo monouso: non riutilizzare in caso di fuoriuscite accidentali.

## PRESENTAZIONE:

Confezione da 2 blister contenente 10 ovuli vaginali da 2 g/ovulo.

## Fabbricante:

Gruppo Farmaimpresa srl  
Via Cipro, 1 - 25124 Brescia Italy



Il Dispositivo Medico non deve essere gettato nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i Dispositivi Medici che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.



# Lattawin<sup>ovules</sup>



## COMPOSIZIONE:

One ovule contains: Boric Acid, Polycarbophil, Lactic acid, Tocopheryl acetate, Vitamin A Palmitate, 18-beta-glycyrrhetic acid, Tea Tree Oil, Phosphatidylcoline, Semisynthetic Triglycerides.

## DESCRIPTION:

Lattawin Ovules is a medical device that helps recovering the natural vaginal defenses. Containing Boric Acid, Lactic acid, Polycarbophil it helps delete the symptoms due to unbalanced vaginal pH and of endogenous bacterial flora.

Lactic acid, normally present in the vagina, favors an immediate pH correction and facilitates the natural recovery of the delicate vulvovaginal ecosystem.

Boric Acid, thanks to its persistence in the vaginal ecosystem, promotes a reduction of vaginal pH in the long time.

Polycarbophil, once bound to the vaginal mucus, is able to release constantly H<sup>+</sup> ions which help to lower the vaginal environment pH.

## INDICATIONS:

Lattawin Ovules is useful in the prevention and treatment of vaginal affections, also in mycotic character. It helps reducing irritation, burning and itching.

## DOSAGE:

Insert 1 ovule/day in the vagina, preferably in the evening before sleeping, for 5-7 days after the menstrual cycle or according medical prescription.

## METHOD OF USE:

1. Wash vaginal area properly (preferably with a both a vaginal wash external and internal);
2. Open the package and after having washed properly your hands, take one ovule from the blister;
3. Gently insert the ovule deep into the vagina, preferably in supine position, avoiding accidental exit of the ovule out of the vagina.

## STORAGE CONDITIONS:

Store the package properly closed in a dry place, between 5°C and 25°C, away from light and heat sources.

## SIDE EFFECTS:

Known hypersensitivity to any of the ingredients.

## WARNINGS:

Keep out of reach of children. Do not swallow. Do not use if package is damaged. Do not use the product after the expiry date. The expiry date refers to unopened and properly stored product. Do not use the product in case of vaginal lesions and wounds. Do not use the product during menstruation. Do not exceed the suggested dosage without medical advice. The use, especially if prolonged, can lead to sensitiveness events. If this is the case, stop the treatment and consult the doctor in order to start a proper therapy. It is important to inform the doctor or the pharmacist of any undesired effects non reported in the insert leaflet.

## PRECAUTIONS ON USE:

During pregnancy, lactation and for children the use of ovules must be limited only if strictly required and under direct control of your doctor. In case of the intact hymen, before using consult your gynecologist to the specific conditions of use. Monouse device. In case of accidental exit of the ovule out of the vagina, do not re-use the ovule.

## PRESENTATION:

Folding box with 2 blister containing 10 vaginal ovules of 2 g/ovule.

## Manufacturer:

Gruppo Farmaimpresa srl  
Via Cipro, 1 - 25124 Brescia Italy



The medical device must not be disposed in the wastewaters or household waste. Ask your pharmacist how to dispose the medical devices no longer required. This will help protect the environment.

