

# ILAVIS garze

SENZA CONSERVANTI - 14 garze monouso per l'igiene perioculare dell'adulto e del bambino

## INDICAZIONI:

ILAVIS GARZE è un prodotto per adulti e bambini particolarmente adatto alla detergenza perioculare, anche in situazioni di pre e post chirurgia oftalmica. La deterzione risulta particolarmente valida ed efficace anche in associazione alla terapia specialistica prescritta nel corso di fenomeni patologici oculari di tipo allergico, infiammatorio e anche infettivo (come le blefariti), e per la deterzione dell'occhio e delle zone circostanti.

## PROPRIETÀ:

L'acido ialuronico sale sodico costituisce una componente fondamentale della matrice extra cellulare della maggior parte dei tessuti. Grazie alla sua capacità di trattenere acqua e al suo potere filmogeno, esplica un'attività idratante e protettiva.

Le sostanze funzionali detergono accuratamente la zona oculare e perioculare rendendo ILAVIS GARZE un ottimo prodotto igienico utilizzabile per la deterzione anche durante terapie oculari prescritte dal proprio medico. La particolare attività detergente, idratante, protettiva ed emolliente viene garantita dalla composizione di ILAVIS GARZE che risulta essere un prodotto estremamente delicato, soprattutto per le pelli e le zone più sensibili.

## MODALITÀ D'USO:

Dopo aver pulito le mani in modo adeguato, aprire la bustina ed estrarre la garza. Applicare la garza nella zona palpebrale, passandola delicatamente, in modo da permettere un'adeguata deterzione, un'asportazione delle secrezioni oculari e di eventuali depositi di altro tipo (smog, pulviscolo, polveri, ecc.), e la funzione emolliente lenitiva dei componenti del prodotto. Nel caso si presentassero secrezioni particolarmente persistenti o occlusione del canalicolo lacrimale, è consigliabile scaldare la busta chiusa per qualche minuto in acqua tiepida (40°C circa) e utilizzare poi la garza come impacco caldo massaggiandolo delicatamente. E' inoltre possibile spremere il contenuto della garza sull'occhio, reclinando leggermente il capo, massaggiando successivamente con la garza fino a una rimozione completa dei residui presenti. Nel caso di flogosi è consigliabile raffreddare la bustina chiusa in frigorifero per qualche ora e applicare poi la garza aperta sull'occhio, mantenendola in loco per qualche minuto come impacco freddo. La particolare compatibilità del prodotto con la zona oculare e la sua ottimale composizione ne permettono l'uso anche da parte di portatori di lenti a contatto.

## INGREDIENTS:

Garza di cotone 100%, imbevuto con 3 ml della seguente soluzione: aqua, PEG/PPG — 20/15 dimethicone, chamomilla recutita flower extract, propylene glycol, euphrasia officinalis extract, sodium hyaluronate, ammonium glycyrrhizate, caprylyl/capryl glucoside, sodium cocoyl wheat amino acids, ethylhexylglycerin, phenethyl alcohol, sodium chloride, sodium bicarbonate.

## AVVERTENZE:

Monouso.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Uso esterno. Non applicare su cute o mucosa lesa.

Sospendere il trattamento in caso di fenomeni irritativi evidenti o di ipersensibilità al prodotto. La funzionalità e la sicurezza del prodotto sono garantite esclusivamente dall'integrità della busta.

Gruppo Farmaimpresa srl  
Via Cipro, 1  
25124 Brescia



# ILAVIS gauzes

PRESERVATIVE FREE - 14 single-use gauzes for adults and children's periocular hygiene

## INDICATIONS:

ILAVIS GARZE is a product for adults and children that is particularly suitable for periocular cleansing, including in pre and post ophthalmic surgery situations. The cleansing is also particularly valuable and effective in association with prescribed specialist therapy in the course of ocular pathological phenomena of allergic, inflammatory and even infectious type (like blepharitis), and for cleansing the eye and surrounding areas.

## PROPERTIES:

Hyaluronic acid sodium salt is one of the fundamental substance making up the extracellular matrix of most of tissues. Thanks to its water retention capacity and its filmogen power, it exerts an hydrating and protective activity.

The functional substances thoroughly cleanse the eye and periocular area making ILAVIS GARZE an excellent hygienic product that can be used for cleansing even during eye therapies prescribed by one's doctor. The special cleansing, moisturizing, protective and emollient activity is guaranteed by the composition of ILAVIS GARZE, which is an extremely gentle product, especially for the most sensitive skin and areas.

## USE AND ADMINISTRATIONS:

Wash your hands properly. Open the sachet and extract the gauze. Cleanse carefully the periocular area with the gauze in order to remove some ocular secretions or any other residuals (smog, dust, powder, etc.) through the soothing emollient function of the product's components. In case of any secretions or particularly persistent occlusion of lachrymal canal, it is suggested to heat the sealed sachet in warm water (40°C) for few minutes and then use the gauze as a warm compress with a gentle massage. Additionally, you can squeeze the content of the gauze on the eye, lean slightly your head, and successively massaging the treated area with the gauze itself upon complete removal of the residuals.

In case of inflammation, it is recommended to cool the sealed sachet in the refrigerator for few hours and then apply the gauze on the eye, keeping it in place for few minutes as a cold compress.

The particular compatibility of the product with the eye area and its composition enables the use of the product even by wearers of contact lenses.

## INGREDIENTS:

100% cotton gauze embided with 3 ml of the following solution: aqua, PEG/PPG — 20/15 dimethicone, chamomilla recutita flower extract, propylene glycol, euphrasia officinalis extract, sodium hyaluronate, ammonium glycyrrhizate, caprylyl/capryl glucoside, sodium cocoyl wheat amino acids, ethylhexylglycerin, phenethyl alcohol, sodium chloride, sodium bicarbonate.

## WARNINGS:

Single use.

Keep out of the reach of children.

Store in a cool dry place.

External use. Do not apply to injured skin or mucosa.

Suspend the treatment in case of clear irritating events or hypersensitivity to the product. The action and the safety of the product are guaranteed exclusively in case of undamaged package.

Gruppo Farmaimpresa srl  
Via Cipro, 1  
25124 Brescia

