

3 flacons da 100 ml + 3 cannule.  
3 bottles of 100 ml + 3 cannulae.

Lavanda / Vaginal wash

# Lattawin



**Lattawin Lavanda Vaginale** è una lavanda vaginale destinata all'irrigazione della cavità vaginale; gradevole e delicata, procura un senso di freschezza e pulito. E' utile in casi di secchezza vaginale, nella prevenzione e nel trattamento di irritazioni, bruciori e pruriti. Lattawin lavanda vaginale è un dispositivo medico a pH acido che aiuta a mantenere intatte le difese naturali della vagina; è facile e comoda da usare grazie alla sua morbida e flessibile cannula.

**Modo d'uso:** L'irrigazione vaginale può essere effettuata una o più volte al giorno. È preferibile applicare Lattawin lavanda vaginale prima di andare a dormire.

- 1) Lavare accuratamente le mani prima dell'applicazione.
- 2) Rompere la capsula del flacone.
- 3) Estrarre la cannula monouso dalla bustina di protezione ed inserirla sul beccuccio del flacone, applicando una leggera pressione.
- 4) Effettuare il lavaggio introducendo la cannula in vagina seduti sul bidet oppure in piedi nella doccia o nella vasca. La lavanda va fatta defluire con regolarità premendo con delicatezza il flacone.
- 5) Estrarre la cannula e gettarla nel contenitore dei rifiuti.

**Composizione:** Aqua, Glycerin, Polysorbate-20, Peg-40 hydrogenated castor oil, Lactic Acid, Sodium benzoate, Boric acid, Aloe barbadensis, Parfum, Potassium sorbate, Melaleuca alternifolia, Limonene.

**Avvertenze e Precauzioni di impiego:** Tenere fuori dalla portata dei bambini. Per le donne in gravidanza e nei bambini l'uso della lavanda deve essere limitato ai casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico. Per l'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo.

**Conservazione:** Conservare il prodotto ben chiuso a temperatura ambiente (5°C - 25°C) e al riparo da fonti di calore.

**Lattawin Vaginal Wash** is a vaginal wash intended for instillation into the vaginal cavity; pleasant and delicate, leaving a fresh and clean feeling. Useful in case of vaginal dryness and for the prevention and treatment of irritation, itching and burning. Lattawin vaginal wash is a medical device at acid pH which helps to keep intact the natural defenses of the vagina; it is easy to use thanks to its soft and flexible cannula.

**Instruction for use:** Vaginal irrigation can be performed once or more times a day. It is preferable to apply Lattawin vaginal wash before going to bed.

- 1) Wash your hands before application.
- 2) Break the capsule of the bottle.
- 3) Extract the disposable cannula out of the protective bag and insert it at the nozzle of the bottle, applying light pressure.
- 4) Carry out washing introducing the cannula into the vagina sitting on the bidet, or standing in the shower or bath. The product should be drained regularly pressing gently the bottle.
- 5) Remove the cannula and throw it in the waste container.

**Composition:** Aqua, Glycerin, Polysorbate-20, Peg-40 hydrogenated castor oil, Lactic Acid, Sodium benzoate, Boric acid, Aloe barbadensis, Parfum, Potassium sorbate, Melaleuca alternifolia, Limonene.

**Warnings and precautions for use:** Keep out of reach of children. For pregnant women and for the children the use of vaginal wash must be limited to cases of real need and under direct medical supervision. For use carefully read the leaflet.

**Storage conditions:** Keep packaging well closed at room temperature (5°C - 25°C) and far from light and from heat sources.

 **Fabbricante / Manufacturer:**  
Gruppo Farmaimpresa srl  
Via Cipro, 1 - 25124 Brescia Italy



Lattawin  
Lavanda Vaginale  
Vaginal Wash

# Lattawin


Lavanda vaginale / Vaginal wash

A base di Acido Borico, Aloe Vera,  
Acido Lattico e Melaleuca Alternifolia.

Based on Boric Acid, Aloe Vera, Lactic  
Acid and Melaleuca Alternifolia.

3 flaconi da 100 ml + 3 cannule.  
3 bottles of 100 ml + 3 cannulae.

Lattawin  
Lavanda Vaginale  
Vaginal Wash

 Per precauzioni d'uso ed effetti collaterali leggere attentamente il foglietto illustrativo. / For precautions for use and side effects carefully read leaflet.



 0000

 00



FT.CE.01.8.a00

# Lattawin

Lavanda vaginale



A base di Acido Borico, Aloe Vera, Acido Lattico e Melaleuca Alternifolia.

**Indicazioni:** Lattawin lavanda vaginale è una lavanda vaginale destinata all'irrigazione della cavità vaginale; gradevole e delicata, procura un senso di freschezza e pulito. È utile in casi di secchezza vaginale, nella prevenzione e nel trattamento di irritazioni, bruciori e pruriti. Lattawin lavanda vaginale è un dispositivo medico a pH acido che aiuta a mantenere intatte le difese naturali della vagina; è facile e comoda da usare grazie alla sua morbida e flessibile cannula.

**Composizione:** Aqua, Glycerin, Polysorbate-20, Peg-40 hydrogenated castor oil, Lactic Acid, Sodium benzoate, Boric acid, Aloe barbadensis, Parfum, Potassium sorbate, Melaleuca alternifolia, Limonene.

#### Modo d'uso:

L'irrigazione vaginale può essere effettuata una o più volte al giorno. È preferibile applicare Lattawin lavanda vaginale prima di andare a dormire.

- 1) Lavare accuratamente le mani prima dell'applicazione.
- 2) Rompere la capsula del flacone.
- 3) Estrarre la cannula monouso dalla bustina di protezione ed inserirla sul beccuccio del flacone, applicando una leggera pressione.
- 4) Effettuare il lavaggio introducendo la cannula in vagina seduti sul bidet oppure in piedi nella doccia o nella vasca. La lavanda va fatta defluire con regolarità premendo con delicatezza il flacone.
- 5) Estrarre la cannula e gettarla nel contenitore dei rifiuti.

#### Effetti collaterali:

Ipersensibilità accertata verso i componenti. L'uso, specie se prolungato, può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. Dove ciò si verifica, interrompere il trattamento e consultare il medico.

al fine di istituire idonea terapia. È importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglietto illustrativo.

#### Conservazione:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperatura ambiente (5°C - 25°C) e al riparo da fonti di calore.

#### Avvertenze e Precauzioni di impiego:

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Prodotto monouso: il riutilizzo o l'utilizzo da parte di più persone di uno stesso flacone, contenuto o cannula, può comportare la non efficacia del prodotto, l'acuirsi delle problematiche già in essere e il manifestarsi di problematiche precedentemente non presenti. Non utilizzare il prodotto in caso di lesioni o ferite vaginali. Non utilizzare in presenza di mestruazioni. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza; la data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Per le donne in gravidanza e nei bambini l'uso della lavanda deve essere limitato ai casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico. In caso di imene intatto, prima dell'utilizzo consultare il proprio ginecologo sulle specifiche modalità d'uso.

#### Presentazione:

3 flaconi da 100 ml e 3 cannule monouso.

 **Fabbricante:**  
Gruppo Farmaimpresa srl  
Via Cipro, 1 - 25124 Brescia  
Italy



Il dispositivo medico non deve essere gettato nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i Dispositivi Medici che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

FT.CE.01.8.f.00 del 05.02.2020

# Lattawin

Vaginal wash



Based on Boric Acid, Aloe Vera, Lactic Acid and Melaleuca Alternifolia.

**Indications:** Lattawin vaginal wash is a vaginal wash intended for instillation into the vaginal cavity; pleasant and delicate, leaving a fresh and clean feeling. Useful in case of vaginal dryness and for the prevention and treatment of irritation, itching and burning. Lattawin vaginal wash is a medical device at acid pH which helps to keep intact the natural defenses of the vagina; it is easy to use thanks to its soft and flexible cannula.

**Composition:** Aqua, Glycerin, Polysorbate-20, Peg-40 hydrogenated castor oil, Lactic Acid, Sodium benzoate, Boric acid, Aloe barbadensis, Parfum, Potassium sorbate, Melaleuca alternifolia, Limonene.

#### Instructions for use:

Vaginal irrigation can be performed once or more times a day. It is preferable to apply Lattawin vaginal wash before going to bed.

- 1) Wash your hands before application.
- 2) Break the capsule of the bottle.
- 3) Extract the disposable cannula out of the protective bag and insert it at the nozzle of the bottle, applying light pressure.
- 4) Carry out washing introducing the cannula into the vagina sitting on the bidet, or standing in the shower or bath. The product should be drained regularly pressing gently the bottle.
- 5) Remove the cannula and throw it in the waste container.

#### Side effects:

Hypersensitivity to some components. The use, especially if prolonged, can cause episodes of sensitization; if this occurs, suspend treatment and consult doctor to establish an adequate therapy. It is important to inform your doctor or pharmacist if you notice side effects that are not listed in this leaflet.

#### Storage conditions:

Keep packaging well closed at room temperature (5°C - 25°C) and far from light and from heat sources.

#### Warnings and precautions for use:

Keep out of reach of children. Do not swallow. Single-use: reuse or use by more people of the same bottle, content or cannula, may involve the non efficacy of the product, the intensification of existing problems and the occurrence of problems previously not present. Use the entire content of the bottle for each application. Do not use the product in case of vaginal injuries or wounds. Do not use in the presence of menstruation. Do not use the product if the packaging does not show intact. Do not use the product after the expiration date; expiration date refers to the product intact and well preserved. For pregnant women and for the children the use of vaginal wash must be limited to cases of real need and under direct medical supervision. In case of intact hymen, before using consult your gynecologist about the specific methods of use.

#### Package presentation:

3 bottles of 100 ml and 3 monouse cannulae.

 **Manufacturer:**  
Gruppo Farmaimpresa srl  
Via Cipro, 1 - 25124 Brescia  
Italy



The medical device must not be disposed in the wastewaters or household waste. Ask your pharmacist how to dispose the medical devices no longer required. This will help protect the environment.

FT.CE.01.8.f.00 del 05.02.2020